

LKH Villach
Nikolaigasse 43, 9500 Villach

An alle
Primärärzte und Abteilungsleitungen
Stationen und Ambulanzen

9500 Villach
T +43 4242 208-62293
F +43 4242 208-62292
E pathologie.villach@kabeg.at
www.kabeg.at

Datum: Villach, 14.02.2024
Auskünfte: Sekretariat Pathologie
Telefon: +43 4242 208-62293
E-Mail: pathologie.villach@kabeg.at

Mikrobiologie Information 1/2024

Umstellung von Abstrichtupfer mit Gel auf Flüssigmedien (eSwab) für die mikrobiologische Probenabnahme

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen,

wir stellen die Abstriche für die mikrobiologische Probenannahme um.
Der alte Geltupfer wird durch den eSwab® ersetzt. Das neue Abstrichbesteck besteht aus einem Röhrchen mit 1 ml Amies-Medium und einem Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer. Er kann für die kulturelle Anzucht und die PCR-Diagnostik eingesetzt werden. Viele Studien bestätigten die präanalytischen Vorteile aufgrund einer besseren Probenaufnahme und Probenstabilität.

Screw-cap tube filled with 1 ml of Liquid Amies
Medium + 1 regular FLOQSwabs® with molded
breaking point



SAP 98348 – dicker Tupfer
(ersetzt SAP 49333)
Nase, Rachen, Wunde, vaginal- und
Analabstriche, ...

Screw-cap tube filled with 1 ml of Liquid Amies
Medium + 1 minitip FLOQSwabs® with molded
breaking point



SAP 16868 – dünner Tupfer
(ersetzt SAP 98048)
für Pädiatrie, Auge, Urethra

Mit freundlichen Grüßen,

Prim. Dr. Ekkehard Spuller
Institutsleitung

Dr. Herwig Tomantschger und das
Labor für Mikrobiologie